


# Set reposición sistema CPAP

Cód. 233 C




**SILMAG**

La medicina evoluciona,  
nosotros también.



Cánula  
100%  
Silicona

La cánula posee conexiones adaptables o compatibles con distintas marcas del mercado



Kit:

- (A) Cánula 100% silicona.
- (B) 2 adaptadores para humidificación de 22 mm a 10 mm.
- (C) 1 tapa luer lock para cierre.
- (D) 1 adaptador luer slip doble.
- (E) 1 conector estándar de 15 mm.
- Sistema de fijación para la cánula:
- (F) 1 gorro de hilo (algodón).
- (G) 2 seguros con doble traba.
- (H) 2 cintas de sujeción.
- (I) Hidrocoloide y velcro.
- (J) Conector a 90°.

Sist. CPAP Código	Calibre (FR)	Ø Cánula (mm)	Separación entre cánulas (mm)	Largo cánulas (mm)	Según peso del paciente	Color gorro
233-C0	8,0	2,70	2,70	9,00	Menos de 1000 g	Amarillo
233-C1	10,0	3,30	2,70	9,00	De 1000 a 1500 g	Verde
233-C2	12,0	4,00	4,00	10,00	De 1500 a 2000 g	Verde
233-C3	15,0	5,00	4,50	12,50	De 2000 a 3000 g	Marrón



**SILMAG**

www.gruposilmag.com