

Drenaje de canal abierto (tipo blake)


Cód. 125



Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, producto de desechos post quirúrgicos (cirugías abdominales, pélvicas y retroperitoneales, cardiovasculares, torácicas y estéticas).

Producto
100%
Silicona

- Sección circular de tubo para drenaje (82,5 cm de longitud).
- Larga permanencia.
- Sección acanalada de 30 cm de longitud.
- Mayor área de contacto con las secreciones.
- Absorción rápida y eficiente.
- Mayor comodidad para el paciente.
- Línea radiopaca en toda su extensión.



Absorción longitudinal en todo el trayecto del tubo implantado.



Conector escalonado y adaptador.

Código	Observación	Long. sección acanalada (cm)	Long. total (cm)
125-10	Drenaje de canal abierto de 10,0 FR	30,00	210,00
125-15	Drenaje de canal abierto de 15,0 FR	30,00	210,00
125-19	Drenaje de canal abierto de 19,0 FR	30,00	210,00