

# Reservorio para drenaje inspirativo

CÓD. 127-100 / 127-200



Producto diseñado para la aspiración negativa de secreciones en pacientes sometidos a cirugías abdominales, pélvicas o renales con la finalidad de eliminar contenido intraperitoneal producto de la cirugía o como consecuencia de complicaciones.

Producto  
**100%**  
Silicona

- La flexibilidad de la silicona y la resiliencia permiten generar la presión negativa para la aspiración.
- La transparencia y la graduación facilitan la evaluación de las características de los líquidos drenados.

| Código  | Observación       |
|---------|-------------------|
| 127-100 | Reservorio 100 ml |
| 127-200 | Reservorio 200 ml |



Válvula anti-retorno



Adaptable a todo tipo de drenajes.