

Sonda para gastrostomía con balón

Cód. 330-331



Producto diseñado para la administración directa de alimentos a la cavidad gástrica en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto; pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

- Balón (globo) ubicado a 1.5 mm del extremo distal.
- El balón está sellado en el extremo distal y en el proximal tiene una válvula de cierre automático que permite su inflado.
- Conexiones tipo Toomey y luer slip.

Sonda
100%
Silicona



Información sobre calibre y volumen de inflado.
Conexión para alimentación y medicación



Pediátrico				
Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Vol. inflado (ml)	Color
331-14	14,0	4,70	5	Verde
331-16	16,0	5,30	20	Naranja
2 vías - 3 accesos				

Adulto				
Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Vol. inflado (ml)	Color
330-18	18,0	6,00	20	Rojo
330-20	20,0	6,70	20	Amarillo
330-22	22,0	7,30	20	Violeta
330-24	24,0	8,00	20	Azul
2 vías - 3 accesos				