


# PEG set para gastrostomía percutánea endoscópica

Cód. 355



Producto diseñado para la administración directa de alimentos a la cavidad gástrica en pacientes imposibilitados de ingerirlos por boca, pacientes con reflujo gastroesofágico y malformaciones del tracto digestivo alto; pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con gastrostomía transitoria o permanente.

Sonda  
**100%**  
Silicona



- Cabeza radiopaca.
- Posee lazo flexible multifilamento que facilita su colocación.
- Fácil manipulación y colocación.
- Colocación menos traumática.
  - Pinza:
  - Regla graduada para mayor control en la inserción de guía.
  - Guía de Nitinol.
  - Mayor apertura del lazo.

Kit:

- (A) 1 sonda de gastrostomía.
- (B) 1 aguja introductora.
- (C) 1 capuchón simple y doble con tapa.
- (D) 1 anillo y clip de fijación.
- (E) 1 escalpelo.
- (F) 1 pinza ergonómica para sujeción.
- (G) 1 campo quirúrgico estéril.
- (H) 1 guía flexible para colocación.



Marcación por centímetro.



Pinza ergonómica

| Código    | Calibre (FR) | Ø Exterior (mm) | Longitud (cm) |
|-----------|--------------|-----------------|---------------|
| 355-14-00 | 14,0         | 4,70            | 70            |
| 355-16-00 | 16,0         | 5,30            | 90            |
| 355-18-00 | 18,0         | 6,00            | 90            |
| 355-20-00 | 20,0         | 6,70            | 90            |
| 355-22-00 | 22,0         | 7,30            | 90            |
| 355-24-00 | 24,0         | 8,00            | 90            |