

Sonda transpilórica con lastre y mandril

Cód. 398-S (silicona) 398-P (poliuretano)



SILMAG

La medicina evoluciona,
nosotros también.

Producto diseñado para pacientes imposibilitados de ingerir alimentos. Pacientes con malformaciones del tracto digestivo alto. Pacientes sometidos a cirugías gastroesofágicas y pacientes con pancreatitis.

- Permite la administración de alimentos especialmente preparados para la cavidad intestinal.
- Marcada cada 10 cm.



Sonda
100%
Silicona

Sonda
100%
Poliuretano



**Consultar por códigos conexión ENFit*



*Extremo distal cerrado con
orificios laterales.*

Código 398-P		
	Calibre	Peso punta lastrada (gr)
Poliuretano	398-08-P	0,2 – 2
	398-10-P	2 – 4
	398-12-P	2 – 4
	398-08-P	0,2 – 2
	398-10-P	0,2 – 2
	398-12-P	0,2 – 2

Código 398-S		
	Calibre	Peso punta lastrada (gr)
Silicona	398-08-S	0,2 – 2
	398-10-S	2 – 4
	398-12-S	4 – 6
	398-06-S	0,2 – 2
	398-08-S	0,2 – 2
	398-10-S	0,2 – 2
	398-12-S	2 – 4
	398-14-S	2 – 4
	398-16-S	2 – 4

Sonda transpilórica con lastre y mandril

Cód. 398-S (silicona) 398-P (poliuretano)



Mandril semi-rígido que facilita la colocación.

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Radiopacidad	Orificios	Versión
398-08-P	8,0	2,70	1,50	120	ORX	4	No reinsertable
398-10-P	10,0	3,30	2,00	125	ORX	4	No reinsertable
398-12-P	12,0	4,00	2,50	125	ORX	4	No reinsertable
398-08-P	8,0	2,70	1,50	120	ORX	2	Reinsertable
398-10-P	10,0	3,30	2,00	125	ORX	2	Reinsertable
398-12-P	12,0	4,00	2,50	125	ORX	2	Reinsertable

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Radiopacidad	Orificios	Versión
398-06-S	6,0	2,00	1,00	105	ORX	3	No reinsertable
398-08-S	8,0	2,70	1,50	105	ORX	4	No reinsertable
398-10-S	10,0	3,30	2,00	125	ORX	4	No reinsertable
398-12-S	12,0	4,00	2,50	125	ORX	4	No reinsertable
398-14-S	14,0	4,70	3,00	125	ORX	4	No reinsertable
398-16-S	16,0	5,30	3,50	125	ORX	4	No reinsertable
398-08-S	8,0	2,70	1,50	105	L-ORX	2	Reinsertable
398-10-S	10,0	3,30	2,00	125	L-ORX	2	Reinsertable
398-12-S	12,0	4,00	2,50	125	L-ORX	2	Reinsertable