

Catéter ureteral doble pig tail

Cód. 405



Producto diseñado para el drenaje de orina. En procesos obstructivos transitorios, en pacientes sometidos a cirugías de litotricia ureteral, patologías oncológicas obstructivas, estenosis traumáticas o quirúrgicas, malformaciones ureterales congénitas, trasplante renal.

- No produce lesiones por rozamiento.
- Multiperforado.
- Su radiopacidad permite la visualización y adecuada localización.
- Posicionador recto facilita el avance del catéter, haciendo más eficiente su colocación.
- Guía teflonada para facilitar la extracción.
- El packaging ayuda a mantener la forma óptima para su función.
- Menor riesgo de obstrucción por acumulación de solutos.



Punta cónica para facilitar el progreso del catéter.

Catéter
100%
Poliuretano




Catéter marcado cada 1 cm.



Marcación en 360° en el extremo proximal, para una mejor visualización.

Catéter ureteral doble pig tail

Cód. 405



Kit:
 (A) 1 catéter de poliuretano,
 (B) 1 clamp,
 (C) 1 guía teflonada,
 (D) 1 posicionador recto.



Posee un extremo de mayor flexibilidad para adaptar a diferentes técnicas de colocación.



Clamp con traba de seguridad.

Código	Calibre (FR)	Longitud (cm)	Versiones disponibles	
405-47-20	4,7	20,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-47-24	4,7	24,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-06-26	6,0	26,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-06-28	6,0	28,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-07-26	7,0	26,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-07-28	7,0	28,00	Hard (dura)	Soft (blanda)

Extremo abierto/cerrado

Código	Calibre (FR)	Longitud (cm)	Versiones disponibles	
405-47-20-A	4,7	20,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-47-24-A	4,7	24,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-06-26-A	6,0	26,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-06-28-A	6,0	28,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-07-26-A	7,0	26,00	Hard (dura)	Soft (blanda)
405-07-28-A	7,0	28,00	Hard (dura)	Soft (blanda)

Extremo abierto/abierto