

Sonda nelaton

Cód. 420



Producto diseñado para vaciado vesical y obtención de muestra estéril de orina con fines de diagnóstico, en pacientes que requieren control estricto de diuresis.



- Menor riesgo de obstrucción del flujo por acodamiento.
- Capuchón cónico
- No produce dolor ni lesiones por rozamiento.
- 40 cm de longitud.



Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
420-06	6,0	2,00	1,00
420-08	8,0	2,70	1,50
420-10	10,0	3,30	2,00
420-12	12,0	4,00	2,50
420-14	14,0	4,70	3,00
420-16	16,0	5,30	3,50
420-18	18,0	6,00	4,00
420-20	20,0	6,70	4,50
420-22	22,0	7,30	5,00

100% silicona transparente con línea radiopaca.



Capuchón adaptable a bolsas colectoras.



Extremo cerrado y perforación lateral