

Sonda foley

Cód. 450



Producto diseñado para el drenaje o recolección de orina o para irrigación de la vejiga con fines terapéuticos.

Diferenciación de calibre por color

Válvula para inflado del balón.

Conexión para bolsa de recolección.

Sonda 100% Silicona

- Línea radiopaca en toda su extensión.
- Las medidas 8 y 10 FR poseen una guía de 30 cm precolocada para facilitar la inserción.
- Información sobre calibre y volumen de inflado.
- Disponible versión con 3 vías.



Balón de silicona.

Pediátrico					
Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Long. total (mm)	Nº de vías	Color
450-08-2-P	8,0	2,70	310	2	Negro
450-10-2-P	10,0	3,30	310	2	Gris

Una vez colocada la sonda, la guía debe ser retirada.

Adulto					
Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Long. total (mm)	Nº de vías	Color
450-12-2-M	12,0	4,00	400	2	Blanco
450-14-2-M	14,0	4,70	400	2	Verde
450-16-2-M	16,0	5,30	400	2	Naranja
450-18-2-M	18,0	6,00	400	2	Rojo
450-20-2-M	20,0	6,70	400	2	Amarillo
450-22-2-M	22,0	7,30	400	2	Violeta
450-24-2-M	24,0	8,00	400	2	Azul
450-18-3-M	18,0	6,00	400	3	Rojo
450-20-3-M	20,0	6,70	400	3	Amarillo
450-22-3-M	22,0	7,30	400	3	Violeta
450-24-3-M	24,0	8,00	400	3	Azul