

Sistema cerrado de recolección de orina

Cód. 499



Producto diseñado para vaciado vesical y obtención de muestra estéril de orina con fines de diagnóstico, en pacientes que requieren control estricto de diuresis.

Sonda
100%
Silicona

- Capuchón de silicona adaptable al conector rígido.
- Clamp para el vaciado de la bureta.
- No produce dolores ni lesiones por rozamiento.
- Clamp y conector rígido con tapón para mayor seguridad en la toma de muestra.
- Bureta graduada para control de diuresis.



*Sonda 100% silicona radiopaca con extremo cerrado.
El sistema cerrado disminuye el riesgo de infección.*

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
499-04	4,0	1,40	0,75
499-06	6,0	2,00	1,00
499-08	8,0	2,70	1,50