

PICC catéter percutáneo con introductor pelable

Cód. 650-S (simple lumen) / 650-D (doble lumen)



Catéter 100% silicona radiopaca y ecogénico. Numerado cada 1 cm. Asegura la correcta colocación.




Doble lumen



Capuchón de silicona que no lesiona la piel y se adapta a la superficie de fijación.

Kit:

- (A) 2 Conectores neutros (libre de aguja),
- (B) 1 Cinta métrica descartable,
- (C) 1 Lazo hemostático de silicona,
- (D) 1 pinza de acero inoxidable,
- (E) 1 Introductor pelable,
- (F) 2 Prolongadores.



Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)	Flujo (ml/min)*
650-03-50-D	3,0	1,00	50	2x2,0
650-04-65-D	4,0	1,40	65	2x6,0
650-05-65-D	5,0	1,70	65	-

*Medición realizada a 1 bar de presión.