

PICC catéter percutáneo con introductor pelable

Cód. 650-S (simple lumen) / 650-D (doble lumen)



Producto diseñado para la administración de nutrición parenteral, soluciones hiperosmolares, infusión de drogas vasoactivas, soluciones intravenosas, en pacientes neonatales, lactantes y pediátricos que requieren tratamiento parenteral prolongado, pacientes con enterocolitis necrotizante (NEC), pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías que requieran ayunos prolongados, pacientes con alteraciones metabólicas.

- Mayor durabilidad y menor frecuencia de recambio.
- Menor costo por día de internación.
- Su diámetro interior asegura el volumen del líquido requerido para el paciente.
- el doble lumen permite la administración de soluciones hiperosmolares.
- Introductor pelable con ojo lateral que facilita la detección del retorno sanguíneo.



Simple lumen



Kit:

- (A) 1 Conector neutro (libre de aguja),
 (B) 1 Cinta métrica descartable,
 (C) 1 Lazo hemostático de silicona,
 (D) 1 pinza de acero inoxidable,
 (E) 1 Introductor pelable,
 (F) 1 Prolongador.



Código	Calibre (FR)	Ø Interior x Ø Exterior (mm)	Longitud (cm)	Flujo (ml/min)*
650-19-20-S	1,9	0,28 x 0,60	20	4,5
650-19-50-S	1,9	0,28 x 0,60	50	2,0
650-02-30-S	2,0	0,30 x 0,62	30	3,5
650-03-50-S	3,0	0,50 x 1,00	50	20,0
650-04-65-S	4,0	0,75 x 1,40	65	-
650-05-65-S	5,0	0,80 x 1,70	65	-

*Medición realizada a 1 bar de presión.