



ACCESOS
VASCULARES

Si/Port *Plus*



Puerto Implantable



30
AÑOS

SALVANDO VIDAS

www.gruposilmag.com



BSI British Standards Institution
Quality Management System
Nº FM 664794
ISO 13485



Producto diseñado para pacientes lactantes, pediátricos y adultos que requieren punciones frecuentes de los vasos sanguíneos, infusiones o administración de drogas por periodos prolongados de tiempo. Especialmente indicado para tratamiento con drogas vesicantes o irritantes.

Faja de seguridad: permite que la conexión entre el catéter y el puerto sea más segura, disminuyendo las posibilidades de desconexión.



Aguja tipo Huber 90 ° para infusión y perfusión de soluciones.




PRINCIPALES VENTAJAS

- ✓ Catéter 100 % silicona radiopaca, ecogénico y con marcaciones centimetradas.
- ✓ Puerto de titanio de bajo perfil, brinda comodidad y estética al paciente.
- ✓ Apto para resonancia magnética.
- ✓ Base redonda para mayor estabilidad de la cámara.
- ✓ Septum de silicona en sobrerrelieve para facilitar su ubicación.
- ✓ Soporta hasta 1500 punciones.*
- ✓ Versión con domo unido y con domo separado.

*De acuerdo a la norma ISO 10555

COMPONENTES



Código: 1500-XX-XX-2

- Componentes del kit
- Calibre de Catéter
- 0: Domo Separado de Cat. -1: Domo Unido Cat.
- 1: Portal Lactante, -2 Portal Pediátrico, -3 Portal Adulto



- *1500-10-04-2 | 1500-10-05-2
- **1500-11-04-2 | 1500-11-05-2
- *Versión domo separado del catéter
- **Versión domo unido del catéter



- *1500-20-05-2 | 1500-20-07-2
- **1500-21-05-2 | 1500-21-07-2
- *Versión domo separado del catéter
- **Versión domo unido del catéter



- *1500-30-07-2 | 1500-30-09-2
- **1500-31-07-2 | 1500-31-09-2
- *Versión domo separado del catéter
- **Versión domo unido del catéter